

MDR-600HD/UR-4MD用

# RCU-100

## レコーダーコントロールユニット



オープン価格

### 患者情報の入力が“タッチパネル”で簡単操作！

患者IDや患者名など  
キーボード不要で簡単タッチ入力

入力した患者情報を最大100件まで事前に登録可能  
登録した情報は、登録一覧から選択して呼出しすることができます

[001]	00000004	男性	1986/08/15	呼出し
	SUZUKI HITOSHI			
[002]	00000003	女性	1993/10/08	
	SUZUKI MIYUKI			
[003]	00000002	男性	1996/08/27	
	KATOH NAOTO			
[004]	00000001	不明	1990/01/01	削除
	YAMAMOTO TARO			

(事前登録は最大100件です。100以上は古いものから削除されます。)

### 画面をタッチするだけの 簡単録画操作

- \* 見やすい画面でらくらく操作  
機器の状態も一目で分かります。
- \* フットスイッチで録画・停止も可能です。



### 直前の画像を簡単再生

- \* ワンタッチで再生が可能  
直前の映像を確認できます。


注: タッチパネルに映像は表示されません



# 仕様

製品仕様		機能一覧	
対応機種	UR-4MD MDR-600HD	患者情報入力	患者ID/患者名/ 性別/生年月日
接続インターフェース	USB	録画操作	録画/一時停止/停止/ 静止画キャプチャ
ディスプレイ	7インチタッチモニタ	再生操作	直前録画再生/早送り/ 一時停止/停止
電源	AC 100-240V 50/60Hz	患者情報事前登録件数	最大100件
質量	700 g		
外形寸法	横200mm×縦115mm×厚さ50mm		
付属品	電源用USBケーブル 1本 ACアダプタ 1個 コントロール用USBケーブル 1本 取扱説明書 1部		
オプション品	専用スタンド(別売り) フットスイッチ(別売り)		

## 構成図



## 外観



※専用スタンドを使用しています

株式会社ルキナ  
〒224-0041  
神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-28 ヨコハマパレス302  
TEL. 045-941-6305  
FAX. 045-941-6315  
URL: <http://lucina.co.jp>  
E-mail : info2@lucina-inc.com

お問合せ、商品のご用命は下記まで。

- 記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載しております商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。